取扱説明書

STELLA
BEAUTE



レーザー&EMSリフトブラシ

保証書在中

このたびは、STELLA BEAUTE 製品をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。

- お客様の安全と正しい使い方のため、「取扱説明書」（本書）を必ずお読みください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

製造・販売

Kirala Co.,Ltd.
〒103-0004 東京都中央区東日本橋3丁目2-3 Kirala ビル
https://www.stellabeaute.jp/

SBLEB01IM04

目次

安全上のご注意 …… 2〜5
各部の名称 …… 6
各モードのはたらき …… 7
ご使用まえの準備 …… 8〜9
基本的な使い方 …… 10
各モードの使い方 …… 11〜13
使用後のお願い …… 14
本製品のメンテナンス …… 14
故障かなと思ったら …… 15
よくあるご質問 …… 16
内蔵充電池 …… 16
付属品・製品仕様 …… 17
保証とアフターサービス …… 18
無償修理規定 …… 19〜20
保証書 …… 21

安全上のご注意

人体への危害や財産の損害を防止するため、必ずお守りください。誤った使い方をしたときの危害や損害の程度を、以下の表示で区分して説明しています。

⚠ **危険** 使用者が死亡または重傷を負う可能性が高い内容

⚠ **警告** 使用者が死亡または重傷を負う可能性がある内容

⚠ **注意** 使用者が傷害を負うことや物的損害の発生が想定される内容
※物的損害とは、家屋・家財及び家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。

「してはいけない内容」

「実行しなければならない内容」

⚠ 危険

- **下記の医療用電子機器をお使いの方は本製品を使用しないでください。**
  - ペースメーカー等の体内埋込式医療用電子機器や、皮下埋込式カテーテル
  - 人工心肺等の生命維持用医療電子機器や、心電図等の装着型医療電子機器
  - その他、体内に装着する医療用電子機器

  （医療用電子機器の誤動作、事故や体調不良の原因）

⚠ 警告

- **下記の箇所には本製品を使用しないでください。**
  - 傷口、目、口、唇、鼻の中、耳の中、喉仏、へそ、粘膜部位、乳首、乳輪、性器
  - 過度の日焼け、皮膚炎などお肌に異常のある部位
  - はれもの、ニキビや吹き出物、湿疹などの部位
  - 外科手術を受けた部位
  - 神経障害、皮膚知覚障害のある部位
  - 交通事故などにより、後遺症がある部位

  （肌、身体のトラブルの原因）

安全上のご注意（続き）

⚠ 警告

- **下記に該当する方は使用しないでください。**
  - 植毛をされている方
  - 部分かつら（テープ貼りつけ、エクステンションを含む編み込みなど）を装着中の方

  （髪の毛がからみつき、髪を傷める原因）

- **下記のような方は必ず医師にご相談の上、使用してください。**
  - 頭部に金属（ボルトやプレート、金属糸など）を埋め込んでいる方
  - 顔、頭部をけがしている方、または手術（形成、整形、美容など）をしたことがある方
  - 今までに重い病気を患ったことがある方
  - 骨粗しょう症の方、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど
  - 急性疾患の方
  - 悪性腫瘍のある方
  - 感染症疾患のある方
  - 有熱性疾患のある方
  - 糖尿病など高度な末梢循環障害による知覚障害のある方
  - 身体に異常を感じている方
  - 歯の治療、または矯正中の方
  - その他医療機関で治療中の方

  ※ 上記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は医師に相談してください。

  （肌、身体のトラブルの原因）

- **使用中または使用後に肌が赤み・はれ・かゆみなどの異常が現れた場合、また体に痛み、異常を感じたらすぐに使用を中止してください。**

  （肌、身体のトラブルの原因）

- **ShapeケアモードにはEMS機能が含まれているため、Shapeケアモードを使用する際は心臓の近くでは使用しないでください。**

  （肌、身体のトラブルの原因）

- **皮膚が薄い部位、骨の上に長時間使用しないでください。**

  （肌、身体のトラブルの原因）

- **本製品は金属アレルギーに配慮した素材を使用しておりますが、個人差がございますので、パッチテストを実施した上でご使用ください。**

  （肌トラブルの原因）

安全上のご注意（続き）

⚠ 警告

● 本製品の取り扱いに関し、下記の内容を必ずお守りください。

- 充電式電池内蔵のため、火中投入・加熱および高温での充電使用・放置保管はしないでください。
- 重い物を置いたり、使用中に落下させたりなど、強い衝撃を与えないでください。
- 不安定な場所に置いたり、落としたり、ぶつけたりしないでください。
- 分解や修理、改造をしないでください。
- IPX4防滴仕様ですが、防水仕様ではありませんので、浴室や浴槽、シャワー室、洗面台または水の入った容器の近くで使用したり、充電したりしないでください。
- 水につけたり、かけたり、水洗いしたりしないでください。
- 異臭、異常発熱した時は使用しないでください。
  破損・発火のおそれがあります。
- 取扱説明書に記載されている用途以外には使用しないでください。
  （感電、ショート、発熱、発火、破裂による火災などの原因）

● 電源・充電ケーブルの取り扱いに関し、下記の内容を必ずお守りください。

- 充電ケーブルは根元まで確実に差し込んでください。
- コネクター部分を接続する際は、まっすぐ挿入してください。
- 充電ケーブルが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるい時は使用しないでください。
- ぬれた手で充電ケーブルの抜き差しをしないでください。
- 充電ケーブルは水につけたり、水洗いしたりしないでください。また、風呂・シャワー室など水回りで使用・充電しないでください。
- 充電ケーブルを傷つけたり、束ねたり、加工したりしないでください。また、重い物を載せたり、引っぱったり、無理に曲げたりしないでください。
- コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしないでください。
- 付属の充電ケーブル以外は使用しないでください。
- ブラシピンや電極バーに充電ケーブルや金属類を接触させないでください。
- 汚れ、ほこりなどは乾いた布で拭き、定期的に清掃してください。
- 使用しないとき、清掃のときは必ず電源を切って、充電ケーブルをコンセントからぬいてください。
- 万が一、異常が発生したら直ちに電源を切ってください。
- 内蔵電池が漏液して、液が目に入った場合、擦らずに水道水などきれいな水で十分に洗ってください。
  （感電・ショートによる火災などの原因、またはけがの恐れ）
  （お肌、頭皮、身体を傷める原因）

安全上のご注意（続き）

⚠ 警告

● 次のような場所で本製品の使用・保管はしないでください。

- ほこりの多い場所
- 油煙、湯気の当たる場所
- 高温、多湿、直射日光の当たるの場所（車中、浴室など）
- 強い電波や磁気の発生する場所
- 乳幼児の手の届く場所
- 引火性のもの(アルコール、シンナー、ベンジン、除光液、スプレーなど)の近く
  （事故や故障の原因）

● 下記の場合には使用しないでください。

- 使用前に本体の割れ、変形、破損がないかを確認し、破損、または故障した場合は使用しないでください。
- ペットには使用しないでください。
- 他の電気製品（ドライヤーなど）と同時に使用しないでください。
- 電源をONにした状態でほかの美容機器や電気製品に接触させないでください。
- LLLT（低出力レーザー）の光を直接のぞき込まない。
  （事故や肌、身体のトラブル、けが、目を傷める原因となります。）

⚠ 注意

● 本製品の使用に関し、下記の内容を必ずお守りください。

- 初めて使用する際は充電してからご使用ください。
- 初めて使用する前は必ずパッチテストを行い、 各モードの強さをレベル弱からご使用ください。
- 頭皮の弱い人は、状態を見ながら使用し、使用の目安を必ずお守りください。
- ピアス、ネックレスなどのアクセサリーは外してからご使用ください。
- 顔に使用する際、歯の治療中の方（インプラント、矯正、銀歯など）歯に詰め物・被せ物がある方は各モードのレベルを調節してご使用ください。
- Shapeケアモードをご使用する際、お肌に痛みを伴う刺激を感じた場合は、使用を中止し、ブラシピンとお肌との間に水などを補充してから、再度ご使用ください。
- 使用時は力を入れて頭皮や肌にこすりつけずに、ゆっくりと移動しながら使用し、1つの部位に長時間使用しないでください。

各部の名称





図1



※モードボタンを押した後に、同じボタンを短押しするたびに、レベル弱、中、強に切り替えします。

■本体

①電源・バイブボタン
②Scalpケアモードボタン
③Shapeケアモードボタン
④LLLTボタン
⑤充電口
⑥LLLTライト(低出力レーザー)
⑦ブラシピン(電極ピン)
⑧電極バー
⑨レベル表示ランプ(弱⇨中⇨強)※図1

■同梱物

・取扱説明書(保証証書付)
・製品保証延長サービスのご案内
・充電ケーブル(USB-TypeC)



※ACアダプターは付属されていません。
※本製品以外では使用しないでください。
※本体および付属品のデザイン･仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。

各モードのはたらき

Scalpケアモード

LLLT(低出力レーザー)＋EP(エレクトロポレーション)＋RF(高周波)＋VIB(バイブレーション)

Shapeケアモード(フェイス&ボディ)

LLLT(低出力レーザー)＋EMS(低周波微電流)＋RF(高周波)＋VIB(バイブレーション)

・LLLT(低出力レーザー):肌や頭皮にアプローチし、環境を整えます。
・EMS(低周波微電流):(EMSを出力して、表情筋や頭部の筋肉を刺激します。
・EP(エレクトロポレーション):頭皮にヘアケア成分を浸透させます。
・RF(高周波):肌表面の水分に反応し、肌をじんわりと温めます。
・VIB(バイブレーション):皮膚や筋肉に微弱な振動を与え、心地よい感覚を与えます。

※各モードにおいて、LLLT/バイブレーションON･OFFの切替ができます。
※LLLTをONにした場合、Scalpケアモードではライトは点灯となりますが、Shapeケアモードでは点滅となります。

■他の便利機能

自動感知センサー


本体が肌から離れたことをセンサーが感知し、約2秒後にRF、VIBとLLLTの出力を自動停止する安全設計となっています。
※EMS、EPは本体(ブラシピン)が肌から離れた瞬間に、出力を自動停止します。

自動電源OFF機能

本製品は、モードを選択した時から10分が経過すると自動で電源OFFになります。

ご使用まえの準備

■充電する




1. 充電ケーブル(USB-TypeC)と本体を接続する
2. コンセントにACアダプターをしっかりと差し込む

充電不足	提示音が「ピーピーピーピーピー」と5回鳴って、レベル表示ランプが全て5回点滅
充電中	レベル表示ランプが弱→強の順番で点滅
充電完了時	レベル表示ランプが全て常時点灯

※ACアダプターは同梱されておりません。お手持ちのACアダプターをご使用する前に、定格電源を確認してください。(本製品はDC5V 1A)
※充電中は使用できません。
※充電中に倒れないように横にして置いてください。

■パッチテストをする

化粧品(ジェルなど)と本製品の併用での肌トラブルを防ぐために、必ずパッチテストを行ってください。



①パッチテストを行う部位(二の腕の内側)を石鹸で洗い、タオルで拭き取ってください。
②使用する化粧品(ジェルなど)を洗った部位に薄く付けてください。
③電源を入れ、Shapeケアモード・バイブレーションONに設定し、約1分後にブラシピン全体を塗布部に当て、動かしながら約30秒ご使用ください。
④化粧品をふき取り、48時間後にお肌の状態を確認してください。
※48時間内にお肌に痛み・赤み・ほてりなどの異常を感じた場合はご使用を中止してください。

ご使用まえの準備(続き)

■本製品は、頭・顔・体にご使用いただける家庭用美容機器です。お手入れ前に以下を必ずお読みになってからご使用ください。

ご準備

・顔に使用するときは、必ずメイクを落としてからご使用ください。
・頭皮やお肌を清潔にした状態でご使用ください。
・頭皮やお肌にニキビや吹き出物などの異常がないことを確認した上でご使用ください。

ご注意

・頭皮やお肌に異常がある部分には使用しないでください。
・使用中に頭皮やお肌に異常を感じたら直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。

お手入れの目安

モード	Scalp	Shape
使用部位	スカルプ(頭皮)	フェイス(顔)・ボディ(体)
使用時間	約5分～10分	
使用頻度	毎日	
併用可能な化粧品 ヘアケアアイテム ※塗らずにそのままでもご使用頂けます。	育毛剤などのヘアケア剤	ジェル、化粧水

・1部位1回10 分以内、1日合計30分以内を目安にご使用ください。
・翌日以降ご使用になる場合は、24時間以上空けてご使用ください。
※あくまでも目安です。頭皮やお肌の状態を見ながらご使用ください。
※過度な使用は頭皮やお肌を傷める原因となります。
※化粧品・ヘアケアアイテムと併用しない場合にもご使用いただけます。